


アプリの起動と記録の開始


①



②



③



① 「MiMoKA」アイコンをタップします。

② 起動時はログイン画面が表示されます。「パスワード」を入力して「ログインボタン」をタップします。

③ ログインすると一覧画面が表示され、右下の「+」アイコンをタップすると、新しい記録作成を開始します。

記録の入力

⑥・記録の入力は「記録」「外表検査」「写真」の3つに分類され、画面下部のメニューアイコンから各ページへ移動します。

- ①「記録」 … 氏名や性別、状況など文章で記録します。
- ②「外表検査」 … 撮影した場所が身体の中のどの部位にあたるかを図に示します。
- ③「写真」 … 任意の箇所を写真や動画で撮影することができます。

・記録入力の他に、以下の機能が選択できます。

- ④「保存」 … 入力した記録内容を保存します。
- ⑤「フリーメモ」 … 手書きのメモを残します。
- ⑥「帳票出力」 … 入力した記録内容を帳票出力します。
- ⑦「戻る」 … 一覧画面に遷移します。

記録の入力（記録－基本情報）

The screenshots show the following input sections:

- 基本情報 (Basic information):** ID, name (姓, 名), sex (性別), birthday (生年月日), age (年齢), address (自宅住所).
- 実施場所・医師・看護師・家族 (Implementation location, Doctor, nurse, family):** Implementation location (実施場所), address (住所), doctor's name (医師氏名), nurse's name (看護師氏名), family name (ご家族氏名).
- 実施状況 (Implementation status):** Doctor who performed death certificate (死亡診断等を実施した医師), The nurse who reported to the doctor (医師に報告を行った看護師), Family who received an explanation of death (死亡の説明を受けたご家族), and status of the body (遺体、身の回りの状況).

「基本情報」では

- ・ 「基本情報」
- ・ 「実施場所・医師・看護師・家族」
- ・ 「実施状況」

を記録します。

記録の入力（記録－基本情報－基本情報）

10:13

新しい記録作成

基本情報
Basic information
基本信息

基本情報
Basic information
基本信息

ID IDを入力してください。

name 氏名 氏名を入力してください sex 性別 男 女 不明
年齢が不明の場合はスイッチをONにしてください

birthday 生年月日 XXXX/XX/XX age 年齢 歳 月

address 住所（自宅） 自宅住所を入力してください。

実施場所・医師・看護師・家族
Implementation location・Doctor・nurse・family
实施地点・医生・护士・家庭

実施場所
Implementation location
实施地点

実施場所 実施場所を入力してください。

住所 実施場所の住所を入力してください。

死亡診断等を実施した医師
Doctor who performed death certificate etc.
进行死亡证明等的医生

住所（所属先） 医師の住所（所属先）を入力してください。 自

記録

「基本情報」では

- ・ ID
- ・ 氏名
- ・ 性別
- ・ 生年月日
- ・ 年齢
- ・ 住所(自宅)

の6つの項目を記録します。

- ・ IDは**必須入力**です。
- ・ 年齢が分からない時は、性別欄の下にある

「年齢が不明の場合はスイッチをONにしてください」をタップします。

記録の入力（記録－基本情報－実施場所・医師・看護師・家族）

10:21

新しい記録作成

基本情報
Basic information
基本信息

実施場所・医師・看護師・家族
Implementation location · Doctor · nurse · family
实施地点 · 医生 · 护士 · 家庭

実施場所
Implementation location
实施地点

実施場所 実施場所を入力してください。

住所 実施場所の住所を入力してください。

死亡診断等を実施した医師
Doctor who performed death certificate etc.
进行死亡证明等的医生

住所（所属先） 医師の住所（所属先）を入力してください。

医師氏名 医師の名前を入力してください。

医師に報告を行った看護師
The nurse who reported to the doctor
向医生报告的护士

住所（所属先） 看護師の住所（所属先）を入力してください。

看護師氏名 看護師の名前を入力してください。

死亡の説明を受けたご家族
Family who received an explanation of death
收到死亡解释的家庭

住所（自宅） ご家族の自宅住所を入力してください。

記録

「実施場所・医師・看護師・家族」では

- ・実施場所（住所）
- ・死亡判断等を実施した医師（住所（所属先）、医師氏名）
- ・医師に報告を行った看護師（住所（所属先）、看護師氏名）
- ・死亡の説明を受けた家族（住所（自宅）、ご家族氏名、続柄）

の4つの項目を記録します。

記録の入力（記録－基本情報－実施状況）

10:17

新しい記録作成

基本情報
Basic information
基本信息

実施状況
Implementation status
実施状況

実施状況

遺族から死亡した旨の連絡があった時刻、遺族への対応等を入力します。

ご遺体の発見場所、発見時の状況

ご遺体の発見場所、発見時の状況を入力してください。

遺品、身の回りの状況

遺品、身の回りの状況を入力してください。


記録

「実施状況」では

- ・ 実施状況
- ・ ご遺体の発見場所、発見時の状況
- ・ 遺品、身の回りの状況

の3つの項目を記録します。

記録の入力（外表検査）




遷移後「外表検査」アイコンを再びタップすると、メニューが表示されます。

メニューには

- ・外表検査(成人)
- ・外表検査(胎児)
- ・外表検査(歯)






の3項目があり、タップすると各入力画面に遷移します。

記録の入力（外表検査－成人）







- ・ 上下いずれかの画像をタップすると拡大表示されるダイアログに、手書きで記録を残します。
- ・ 指でスライドさせることで、線の描画/削除ができます。
- ※画面表示時と「描画する」をタップした時は描画モード、
「消しゴム」をタップした時は削除モードとなります。
- ・ 「全て消す」をタップすると手書きした線が全てクリアされます。
- ・ 「OK」をタップすると、記録が反映されます。

記録の入力（外表検査－胎児）



- ・ 記録の入力（外表検査－成人）と操作方法は同様です。

記録の入力（外表検査一歯）





- それぞれの歯の状態を、テキストで記録することができます。
- また、背景画像をタップすると拡大表示されるダイアログに手書きで記録を残すこともできます。
- 「全て消す」「消しゴム」「描画する」等の操作は、記録の入力（外表検査－成人）と同様です。

記録の入力（写真）



- ・画面上の📷マークをタップすると、撮影を開始します。
 - ・初めての使用では、アプリに撮影・アクセスの許可が必要になります。
- ※事前にスマホの設定メニューから「アプリ＞遺留品アプリ＞権限」を表示し、アクセス許可を与えておけば許可の確認は表示されません。




記録の入力（写真）



- ・画面上の📷マークをタップすると写真が撮影されます。
- ・撮影された写真は画面上の☑️マークをタップすると保存され、画面①に遷移します。
- ・画面①の写真部分をタップすると、拡大表示されます。（画面②）
- ・画面①のゴミ箱マークをタップすると、写真が削除されます。

※削除の際、確認画面等は表示されないのをご注意ください。


記録の一覧・検索



- ・ 記録が一つでも作成されていれば一覧画面に表示され、行クリックで各記録の編集が可能です。
- ・ 画面上部の🔍マークをタップすると、記録を検索することもできます。
文字を入力してキーボードの🔍マークをタップすると、入力文字と一致する記録が一覧表示されます。
(※入力文字が「IDに前方一致」または「氏名に部分一致」する記録のみを抽出します)
- ・ 検索ボックス右側の✖マークをタップするとキーワードが消え、絞り込みも解除されます。

記録の削除

ID/氏名	実施場所	最新記録日
1 テスト太郎	テスト場所1 テスト住所1	2021/04/28 確認回数：1
2 テスト二部	テスト場所2 テスト住所2	2021/04/28 確認回数：1
3 テスト三部	テスト場所3 テスト住所3	2021/04/28 確認回数：1
4 テスト四部	テスト場所4 テスト住所4	2021/04/28 確認回数：1




ID/氏名	実施場所	最新記録日
1 テスト太郎	テスト場所1 テスト住所1	2021/04/28 確認回数：1
3 テスト三部	テスト場所3 テスト住所3	2021/04/28 確認回数：1
4 テスト四部	テスト場所4 テスト住所4	2021/04/28 確認回数：1

- ・ 記録を削除するには、一覧画面で削除したい行をスワイプ（指で左右どちらかにスライド）します。
※一度削除した記録は元には戻せません。

バックアップ・リカバリ


ID/氏名	実施場所	最新記録日
1 テスト太郎	テスト場所1 テスト住所1	2021/04/28 確認回数: 1
2 テスト二郎	テスト場所2 テスト住所2	2021/04/28 確認回数: 1
3 テスト三郎	テスト場所3 テスト住所3	2021/04/28 確認回数: 1
4 テスト四郎	テスト場所4 テスト住所4	2021/04/28 確認回数: 1



・一覧画面左下のアイコンをタップすると、バックアップ・リカバリ画面に遷移します。



- ①「バックアップ」 … 保存されている全データのバックアップを取得します。
- ②「リカバリ」 … ①で取得した内容を現在のデータに上書きします。
- ③「戻る」 … 一覧画面に遷移します。

バックアップファイルの作成



- ・「バックアップ」アイコンをタップすると、データのバックアップが行われます。記録一覧画面に保存されている、写真を含めた全てのデータを取得します。
- ・バックアップが完了すると、作成日時(例：2021/04/28 11:06:54)をファイル名としてバックアップ ファイル一覧に追加されます。
- ・バックアップファイルは
内部ストレージ > Android > data > jp.co.publicrelations.android.autopsy > files > backup内に作成されます。
必要に応じてPCにコピーしてください。


バックアップファイルの削除



- バックアップファイルを削除するには、一覧画面で削除したい行をスワイプ（指で左右どちらかにスライド）します。

※一度削除したバックアップファイルは元には戻せません。

リカバリ



- バックアップファイルを選択した状態で「リカバリ」アイコンをタップすると、データのリカバリが行われます。

これにより全てのデータがバックアップを取得した時点の内容に復元されます。


※リカバリ操作は元に戻せません。

フリーメモ




- フリーメモでは、手書きのメモを自由に残すことができます。
- 「全て消す」をタップすると手書きした線が全てクリアされます。
- 「OK」をタップするとメモ内容が登録します。
- メモは1つの記録につき1件作成できます。

帳票出力




- 各メニューで入力した記録事項を帳票データとして出力します。
 - (1頁…「記録」での記録項目、2～4頁…「外表検査」での記録項目
 - 5頁…「フリーメモ」での記録項目、6～頁…「写真」での記録項目 (※写真が無い場合は表示しない)

帳票出力



- ・画面上部のメニューをタップして帳票出力に関する設定を行います。
- ・①をタップすると「PDF形式で保存/プリンタの選択」のいずれかの出力方法が選択できます。
(次頁から参照)
- ・②をタップすると部数や用紙サイズなど、印刷に関する設定を行います。

帳票出力 – PDF保存





- 画面上部のメニューから「PDF形式で保存」を選択すると画面右部にPDFアイコンが出現し、タップするとダウンロード画面に遷移します。
- ファイル名を入力後、「保存」をタップすると指定したフォルダ（デフォルトではダウンロードフォルダ）に保存されます。
- 保存したPDFファイルは、「Files」内の指定したフォルダから開くことができます。

帳票出カープリンターでの印刷



- 画面上部のメニューから「すべてのプリンター」をタップすると、Wi-Fiで接続可能なプリンタを検索し、指定したプリンターで印刷ができます。
- 2回目以降は「プリンタを選択」から接続済みのプリンタを選択できます。
- スマホとプリンターのWi-fi接続設定に関しては、各プリンターのマニュアルを確認してください。

補足 カメラの消音方法



- タブレットには無音モードというアプリケーションがインストールしてあります。
- アイコンをタップすると無音モードが立ち上がります。
- 上部のスイッチ部分を **on (赤)** にして無音モードを最小化してください。
この状態で使用しますと遺留品アプリのシャッター音がオフになります。
- **タブレットを再起動すると無音モードがonになっていてもシャッター音が鳴る場合があります。**
その場合は一度offにしてから再度onに設定してください。